



弊社取扱い 商品のご案内



医用画像ビューアシステム『OsiriX』

〔OsiriXとは〕

安

低コストでの
PACS導入が
実現可能

拡

システムの高い
拡張性が魅力




連

他システムとの
連携実績が豊富

端

タブレット端末
対応

〔OsiriXの機能抜粋〕




OsiriX(Mac OS X版)主な機能

起動時は「データベース画面」が表示されます。任意の患者行を選択し「2Dビューア画面」を表示させます。ビューア内の画像に対し「距離・容積計算」を行ったり、「ボリュームレンダリング」を行い3D化することもできます。




＜その他の機能＞ 3D MPR機能 MIP表示 2D/3D画像の融合 WL/WW値の変更 過去画像比較 仮想内視鏡 STL形式に吐き出し…

[OsiriXの利用シーン]

OsiriX (Mac OS X 版)



OsiriX HD (iPad/iPhone 版)





OsiriX HD (iPad/iPhone版) 主な機能

起動時は「データベース画面」が表示されます。任意の患者行を選択し「2Dビューア画面」を表示させます。

<その他の機能> 3D画像参照機能 2画面表示 MPR機能 WL/WW値の変更 過去画像比較 距離・面積の計算 拡大・縮小機能 シネモード…

GIS(地図情報システム)



自院を中心にしての診療圏分析が可能です。
 エリア内での外来・入院患者数のシェア率も把握。
 開業時のエリア分析にもお役に立て致します。

AbookBiz



PDF

動画

画像

病院様で所有しているデータ(PDF変換後)を配信・閲覧が可能。動画や音声も組込可能。業務上必要な情報の共有が容易に実現可能！


カンファレンス時に
 院内マニュアルとして
 過去症例データベースとして

個別開発



自社開発も行っています。
 何なりとお申し付け下さい！

〔ご相談・ご用命は〕



株式会社 ノーステック

North Tech

〒060-0001
 札幌市中央区北1条西4丁目2-2
 札幌ノースプラザ8階
 TEL:011-232-5220 FAX:011-232-5221
<http://www.north-tech.co.jp>